



PROTECH LEADED EYEWEAR -SÄDESUOJALASIT

ESITE VOIMASSA 1.8.2008 ALKAEN

Petrimed

TILAUKSET JA TIEDUSTELUT:

Mia Laakkonen - 0400 643 054 - mia.laakkonen@petrimed.fi

Petrimed Oy - Lenkkitie 11 - 21530 Paimio

puh. (02) 880 0100 - fax (02) 469 986

ULTRALITE Model 99 (standard size)

Kevyet suojalasit. Lasien muotoilussa on kiinnitetty erityistä huomiota käyttömukavuuteen ja ne suojaavat silmiä hajasäteilyltä ilman erillisiä sivulaseja. Kaareva etuosa ja sangat, joiden päät ovat kumiset, pitävät lasit hyvin paikoillaan lähellä silmiä jolloin ne suojaavat myös roiskeilta.

Paino: 58 g

Lyijyvastaavuus etulaseissa: 0.75 mm Pb (+/-0.05 mm Pb)

Kehysmateriaali: kestävä nailoni

Väri: hopea/sininen/ruskea/musta

Saatavana: ilman vahvuuksia, 1 ja 2 -teholinsseihin arvoilla -4.00 - +3.00 diopterilla



ULTRALITE Model 9935 (medium size)

Kehyksien sangat joustonivelillä.

Paino: 50 g

Lyijyvastaavuus etulaseissa: 0.75 mm Pb (+/-0.05 mm Pb)

Kehysmateriaali: kestävä nailoni

Väri: punainen/musta/sininen/hopea

Saatavana: vain ilman vahvuuksia heijastamattomilla laseilla jolloin ne suojaavat myös roiskeilta



ULTRALITE Model 9941 (medium size)

Lasien muotoilussa on kiinnitetty erityistä huomiota käyttömukavuuteen ja ne suojaavat silmiä hajasäteilyltä ja roiskeilta ilman erillisiä sivulaseja. Kehykset on varustettu pehmeillä kumisilla nenätuilla ja nenäsillalla, jotka lisäävät käyttömukavuutta suuriarvoisia linssejä käyttäessä. Ilman vahvuuksia olevat lasit tulevat automaattisesti heijastamattomilla linsseillä.

Paino: 59,5 g

Lyijyvastaavuus etulaseissa: 0.75 mm Pb

Kehysmateriaali: kestävä nailoni

Väri: hopea/punainen/musta

Saatavana: ilman vahvuuksia, 1 ja 2, 3 -teholaseilla sekä progressiivisena



WRAP Model 53

Kehykset on valmistettu erittäin kestävästä muovista, mikä antaa ensiluokkaisen joustavuuden ja minimoi mahdollisen murtumisen. Kasvonpiirteisiin muotoillut kehykset lisäävät käyttömukavuutta sekä kiinteät nenätuet jakavat painoa. Saatavana myös säädettävillä nenätuilla ja joustosangoilla.

Paino: 80 g

Lyijyvastaavuus: 0.75 mm Pb (+/-0.05 mm Pb) etu- ja sivulaseissa

Kehysmateriaali: muovi (nailoni)

Väri: "kilpikonna"

Saatavana: ilman vahvuuksia, 1, 2 ja 3 -teholaseilla



METALITE Model 553S

Laseissa 0,50 mm Pb lyijyvastaavuudella suojatut sivulasit, mitkä suojaavat epäsuorasti tulevilta röntgensäteiltä. Käyttömukavuutta lisäävät liukumattomat silikoniset nenätuet.

Paino: 52 g

Lyijyvastaavuus etulaseissa: 0.75 mm Pb (+/-0.05 mm Pb)

Lyijyvastaavuus sivulaseissa: 0.50 mm Pb (+/-0.1 mm Pb)

Kehysmateriaali: silmälasiteräs

Väri: pronssi

Saatavana: ilman vahvuuksia, 1, 2 ja 3 -teholaseilla sekä progressiivisena



METALITE Model 557S

Laseissa 0,50 mm Pb lyijyvastaavuudella suojatut sivulasit, mitkä suojaavat epäsuorasti tulevilta röntgensäteiltä. Käyttömukavuutta lisäävät liukumattomat silikoniset nenätuet.

Paino: 52 g

Lyijyvastaavuus etulaseissa: 0.75 mm Pb (+/-0.05 mm Pb)

Lyijyvastaavuus sivulaseissa: 0.50 mm Pb (+/-0.1 mm Pb)

Kehysmateriaali: silmälasiteräs

Väri: kulta

Saatavana: ilman vahvuuksia, 1, 2 ja 3 -teholaseilla sekä progressiivisena



METAL STANDARD Model 661

METALITE W / SIDE SHIELDS Model 662S

METAL STANDARD

Perinteiset metallilasit. Kehyksien sangat joustonivelellä. Liukumattomat silikoniset nenätuet.

METALITE / W SIDE SHIELDS

Laseissa 0,50 mm Pb lyijyvastaavuudella suojatut sivulasit, mitkä suojaavat epäsuorasti tulevilta röntgensäteiltä, sangoissa ei ole joustoniveltä.

Paino: Model 661=69 g, Model 662S=72 g

Lyijyvastaavuus etulaseissa: 0.75 mm Pb (+/-0.05 mm Pb)

Lyijyvastaavuus sivulaseissa: Model 662S= 0.50 mm Pb (+/-0.1 mm Pb)

Kehysmateriaali: silmälasiteräs

Väri: kulta

Saatavana: ilman vahvuuksia, 1, 2 ja 3 -teholaseilla sekä progressiivisena



FITOVER Model 89 (medium size)

FITOVER Model 90 (large size)

Suurikokoinen kehysmalli on loistava valinta työskentelyyn missä tarvitaan hyvää suojausta roiskeilta.

Paino: 104 g

Lyijyvastaavuus: 0.75 mm Pb (+/-0.05 mm Pb)

Lyijyvastaavuus sivulaseissa: 0.75 mm Pb (+/-0.05 mm Pb)

Kehysmateriaali: kestävä nailoni

Väri: matta musta/"kilpikonna"

Saatavana: ilman vahvuuksia



EURO SHIELD Model 74

EURO SHIELD W / SIDE SHIELDS Model 74S

EURO SHIELD

Markkinoiden kevyimmät suojalasit. Sivulasit ovat integroituna kehyksiin.

EURO SHIELD W / SIDE SHIELDS

Markkinoiden kevyimmät suojalasit sivulaseilla.

Paino: Model 74=73 g, Model 74S=75 g

Lyijyvastaavuus etulaseissa: 0.75 mm Pb (+/-0.05 mm Pb)

Lyijyvastaavuus sivulaseissa: Model 74S=0.50 mm Pb (+/-0.1mm Pb)

Kehysmateriaali: muovi (nailoni/propionate)

Väri: kirkas/kirkas

Saatavana: ilman vahvuuksia, 1, 2, 3 -teholaseilla sekä progressiivisena



JARROD Model 58

Mukavasti istuvat isokokoiset kehykset liukumattomalla sili-konisella hihnalla antaa enemmän käyttömukavuutta ja jakaa painoa nenällä. Päähihna on muotoiltu niin, että se on helposti säädettävissä kullekin käyttäjälle sopivaksi. Lyijytetyt akryyliset sivusuojat tuovat lisäsuojaa hajasäteilyä ja roiskeita vastaan.

Paino: 100 g

Lyijyvastaavuus etulaseissa: 0.75 mm Pb (+/-0.05 mm Pb)

Lyijyvastaavuus sivulaseissa: 0.30 mm Pb lyijytetty akryyli

Kehysmateriaali: silmälasiteräs

Väri: musta

Saatavana: ilman vahvuuksia, 1 ja 2 -teholaseilla



FLEX LIGHT Model 77

Kehyksien ainutlaatuisen muotoilun ansiosta kehykset istuvat kasvoille hyvin kasvonpiirteitä mukailien kulmakarvoihin asti optimaalisella suojauksella. Mukavasti ohimolle nouseva ja hyvin istuva muotoilu antaa moninkertaisen suojan useasta suunnasta.

Paino: 101 g

Lyijyvastaavuus etulaseissa: 0.75 mm Pb (+/-0.05 mm Pb)

Kehysmateriaali: muovi (nailoni/propionate)

Väri: kirkas/ruskea

Saatavana: ilman vahvuuksia, 1 ja 2 -teholaseilla



FULL FIELD SPLASH Model 78

FULL FIELD SPLASH W / SIDE SHIELDS Model 79

FULL FIELD SPLASH

Täyssuojaavat pehmeästä muovista valmistetut kehykset, näkökenttä kovaa akryylimuovia.

FULL FIELD SPLASH W / SIDE SHIELDS

Täyssuojaavat pehmeästä muovista valmistetut kehykset, näkökenttä kovaa akryylimuovia. Sivusäteily suojaat hajasäteilyä vastaan.

Paino: Model 78=115 g, Model 79=143 g

Lyijyvastaavuus etulaseissa: 0.75 mm Pb (+/-0.05 mm Pb)

Lyijyvastaavuus sivulaseissa: Model 79=0.30 mm Pb lyijytetty akryyli

Kehysmateriaali: vinyyli polykarbonaatti

Väri: kirkas

Saatavana: vain ilman vahvuuksia



ASTRO FLEX Model 70

ASTRO FLEX W / SIDE SHIELDS Model 70S

ASTRO FLEX

Kehykset on valmistettu hyvin iskuja kestävästä muovista. Ohimolla pituus ja kulma ovat säädettävissä yksilöllisesti.

ASTRO FLEX W / SIDE SHIELDS

Astro Flex -lasit suojaavilla sivulaseilla.

Paino: Model 70=75 g, Model 70S=78 g

Lyijyvastaavuus etulaseissa: 0.75 mm Pb (+/-0.05 mm Pb)

Lyijyvastaavuus sivulaseissa: Model 70S= 0.50 mm Pb (+/-0.1 mm Pb)

Kehysmateriaali: kestävä muovi (propionate)

Väri: kirkas/sininen

Saatavana: ilman vahvuuksia, 1, 2 ja 3 -teholaseilla sekä progressiivisena



FULL FIELD VIEWING Model 68

FULL FIELD VIEWING W / SIDE SHIELDS Model 69

FULL FIELD VIEWING

Pehmeät vinyyliset hyvin istuvat kehykset.

FULL FIELD VIEWING W / SIDE SHIELDS

Pehmeät vinyyliset hyvin istuvat kehykset varustettuna sivusäteily suojojilla hajasäteilyä vastaan.

Paino: Model 68=82 g, Model 69=106 g

Lyijyvastaavuus etulaseissa: 0.75 mm Pb (+/-0.05 mm Pb)

Lyijyvastaavuus sivulaseissa: 0.30 mm Pb lyijytetty akryyli

Kehysmateriaali: vinyyli polykarbonaatti

Väri: harmaa

Saatavana: ilman vahvuuksia

